

KLINISK KEMIHandläggare
PL, A-SJ/th

Direkttelefon

Datum
2024-08-28
Ert datumVår beteckning
20-2024
Er beteckning

Rutinförändringar kring analys av droger i urin från och med 24 september

Klinisk kemi byter ut analysinstrumentet för drogscreening. Analysmetoderna är desamma som tidigare, ingen skillnad i resultat är därför att förvänta.

I samband med instrumentbytet gör vi följande förändringar för att harmonisera oss med övriga Sverige:

- Ordet screen läggs till i alla benämningar; ex U-Bensodiazepiner (screen).
- U-Amfetamin byter namn till U-Amfetaminer/Ecstasy för att förtydliga att analysen även omfattar ecstasy.
- För U-Cannabinoider ändras gränsvärdet (cut-off) från 50 µg/L till 25 µg/L.
- Analys av cannabinoider beställs som Cannabinoider (screen) (analyskod CAN i Anaytix).
- U-Cannabinoider (screen) besvaras endast som negativ och positiv, analys U-Cannabinoider/kreatinin tas bort.

Nytt provtagningsrör

Ytterligare förändring är att vi byter provtagningsrör för att de som hittills använts inte passar i det nya instrumentet. U-droger (screen) som ska analyseras vid klinisk kemi på Centralsjukhuset Karlstad ska nu tas i 10 mL plaströr (polypropen) med konisk botten och gult skruvlock.



Rören beställs i Inkösportalen, artikelnummer: 10004673

En förenkling är att det är samma rör som de droganalyser som skickas till Örebro ska tas i.

Information finns i provtagningsanvisningarna.

Kontaktinformation

Paulina Lindström
ST-läkareAnn-Sofie Jonsson
Sjukhuskemist