

Till våra beställare

Justering av referensintervall på S-Ferritin för vuxna

Från och med 2025-02-25 kommer referensintervallet för S-Ferritin att justeras för vuxna. Detta sker då man noterat att det angivna referensintervallet från analystillverkaren legat för lågt jämfört med värmlänningarna. Det kommer därför ske en justering åt det högre hållet samt få en åldersfördelning.


De nya referensintervallen blir enligt följande:

Män 18-55 år: 34-314 µg/L

Män > 55 år: 25-503 µg/L

Kvinnor 18-60 år: 8-228 µg/L

Kvinnor > 60 år: 13-300 µg/L



Milijana Tijanic Berglund
Överläkare



Paulina Lindström
ST-läkare